



PROPÉ DESCARTÁVEL

ANVISA: 80630310017

Fabricante: HUBEI BEST IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

Descrição

As Sapatilhas Propé Live, foram desenvolvidas para impedir a passagem de sujeira dos calçados dos profissionais de Saúde ou outros profissionais durante procedimentos médicos e cirúrgicos.

Indicações de uso

As Sapatilhas Propé Live, foram projetadas especificamente para proteger os profissionais da área da Saúde, de materiais biológicos infectantes, principalmente durante procedimentos onde exista contato direto com o paciente.

Composição

Não Tecido – 100% Polipropileno

Instruções de uso

- Retirar a Sapatilha Propé Live da embalagem original;
- Calçar uma Sapatilha Propé Live em cada pé;
- Após o uso descartar em local apropriado.

Precauções

- Não utilize o produto se a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida;
- Produto Médico Hospitalar de uso único;
- Destruir após o uso;

Condições de armazenamento

- Armazenamento e transporte em temperatura ambiente (4-40°C);
- Evitar exposição direta ao calor, luz e umidade;
- A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras;
- As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura ambiente (4-40°C), evitando a exposição direta ao calor, luz e umidade.

Apresentação do produto

Embalados em pacotes plásticos contendo 100 unidades e reembalados em caixas de papelão ondulado com 20 pacotes.

Validade
5 anos

Modelo
Sapatilha Propé Descartável

Gramatura
23Gms

Qtd. Pacote
100 Peças

Qtd. Caixa Master
20 Pacotes

Utilize um leitor QR Code no seu celular.



Rua Domingos Rampelotti, 3501
Módulo 08 A e B - São Roque - Itajaí/SC
CEP: 88317-600
CNPJ: 10.842.393/0001-34

Canais de atendimento ao cliente:
E-mail: sac@livehs.com.br
Telefone: 0800 591 2824